



770 pasta/pulver

DIN 8511: F-SH1

EN 1045: FH 10

ALLMÄN BESKRIVNING

Meltolit 770 pulver och pasta är ett flussmedel för lödning med silverlod i koppar, mässing, rostfritt stål och vanligt stål. Flussmedlets uppgift är att bryta metalloxider på metallen för att få vidhäftning med silverludet på materialkombinationen koppar, stål, mässing, stål etc. Mycket god reaktivitet och flytbarhet. Används även vid lödning med silverfosforkopparlod för att sammanfoga koppar med mässing.

Vid användning av 770 pulver blandas detta ut med destillerat vatten och lite t-röd.

AKTIVITETSINTERVALL

550-800°C

FÄRG

Vit pulver/pasta

MATERIAL

Flussning av koppar, kopparlegeringar, mässing, stål

FLUSSMEDLETS EGENSKAPER

<i>pH</i>	<i>Löslighet</i>	<i>Flampunkt</i>	<i>Densitet(g/cm³)</i>
8,0	49,5	Ej brandfarligt	1,55

FLUSSMEDLETS SAMMANSÄTTNING(%)

Kaliumdifluordihydroxiborat	Kaliumtetraborat	Kaliumvätefluorid
40-60	20-30	0,1-1,0

FÖRPACKNING

Pulver	100g	500g	3,5kg
Pasta	100g	500g	2,5kg
Artikel nummer	9M4300H001	9M4305H001	9M4301H001
	9M4304H001	9M4306H001	9M4302H001